

## Kannettava enteraalinen syöttöpumppu

Compat Ella® on innovatiivinen uusi kannettava enteraalinen syöttöpumppu, jossa on ainutlaatuinen värillinen ja havainnollinen käyttöohjelma omalla kielelläsi.

### OMINAISUUKSIEN YHTEENVETO

- Jatkuva ja aikaväliä hyödyntävä ravinnonanto-ohjelma välillä 1–4 000 ml, annosrajan kanssa tai ilman
- Virtausnopeus 1–600 ml/h
- Nopeus ja ravinnonannon edistyminen näkyvät aina laitteen käytessä

### Helppokäyttöinen ja havainnollinen

- Värinäyttö, jossa havainnolliset pumpun tilan ja akun keston symbolit
- Selkeä U:n muotoinen näppäimistö, jossa havainnolliset kuvakemerkinnät
- Näytössä teksti-ilmoitusrivi, joka kertoo pumpun tilan sekä auttaa ravinnonannon ohjelmoinnissa ja ongelmanratkaisussa

### Tarkka ja turvallinen

- Ylövirtauksen ja alavirtauksen tukoshälytykset ja ilmaa letkustossa -hälytys
- Annostelutarkkuus  $\pm 5\%$
- AAF-tekniikka: automaattinen vapaan virtauksen estävä mekanismi, joka parantaa potilasturvallisuutta
- Erillinen määrähistoria 1) nykyiselle ravinnonantokaksolle ja 2) kumulatiiviselle määrälle
- Näppäinlukko auttaa välttämään tahattomat muutokset

### Kestävä

- Huoltoväli 5 vuotta\*
- Voidaan puhdistaa lämpimällä hanavedellä

### Kannettava

- Kevyt ja kannettava pumppu toimii myös ylösalaisin
- Akun kesto 24 tuntia annostelunopeudella 125 ml/h

### Lisätoiminnot

- PDMS-yhteys\*\* (potilastietojen hallintajärjestelmät)
- Aikavälitilassa pumppu annostelee tietyn määrän ravintoa tietyin aikavälein
- Asetusten lukitus auttaa välttämään tahattomat hoitomuutokset
- 30 päivän annosteluhistoria

#### Compat Ella® -pumppu-pakkauksen sisältö

- Compat Ella® -pumppu

- Verkkoadapteri
- Tankokiinnitin
- Käyttöohjeet

#### Compat Ella® -annostelusetit

- Spike set
- Universal set

#### Compat Ella® -lisävarusteet

- Reppu aikuisille ja lapsille
- PDMS-liitäntäkaapeli\*\*

- Repputuki/mini-pöytäteline
- Hoitaja kutsu-liitäntäkaapeli



## PUMPUN OMINAISUUDET

**Annostelutarkkuus:** +-5 %\*

**AAFF:** Automaattinen vapaan virtauksen estävä mekanismi (annostelusetissä).

**Näppäimistö:** Ergonominen U:n muotoinen näppäimistö, jossa havainnolliset kuvakkeet.

**Näyttö:** Värinäyttö, joka ilmaisee pumpun tilan.

**Käyttöliittymän kielet:** Englanti, ranska, saksa, italia, espanja, ruotsi, tanska, suomi, norja ja muita kieliä.

**Jatkuva tila:** Jatkuva ravinnonanto. Määrärajan kanssa tai ilman.

**Virtausnopeus:** 1–600 ml/h 1 ml:n välein.

**Määräraja:** 1–4 000 ml 1 ml:n välein.

**Hälytykset:** Ilmaa letkustossa, erillinen ylösvirtauksen/ alasvirtauksen tukos, luukku auki, ei kasettia, annos loppu, keskeytystila, akku.

**Jakson aikana annettu määrä:** Nykyisen ravinnonantojakson aikana annettu määrä. Käyttäjän nollattavissa.

**Kumulatiivinen määrä:** Annosteltu kokonaismäärä siitä lähtien, kun käyttäjä on viimeksi nollannut parametrin.

**30 päivän määrähistoria:** Annosteltu kokonaismäärä kullakin 24 tunnin jaksolla viimeisten 30 vuorokauden aikana.

**Asetukset:** Hälytystaso, taustavalon kirkkaus, taustavalon aika-katkaisu, äänetön kun valmis (ok/ei), näppäinlukko (päällä/pois).

**Täyttö:** Automaattinen yhdellä kosketuksella (17 ml) tai manuaalinen.

## LISÄTOIMINNOT

**Aikavälitila:** Tiettyjen bolusmäärien (ml) annostelu esimääritetyin aikavälein. Bolus 1–2 000 ml. Aikaväli voidaan asettaa 15 minuutin ja 12 tunnin välille. Määrärajan kanssa tai ilman.

**Aikavälitilan lukitus:** Aikavälitila ei ole käyttäjän käytettävissä.

**Asetusten lukitus:** Lukitsee kaikki nykyiset ravinnonantoparametrit, jolloin käyttäjä ei voi muuttaa niitä.

**Tiedonsiirto:** PDMS\*\* tai Hoitaja kutsu.

**Päivämäärä:** Päivämäärä ja kellonaika käyttäjän määritettävissä.

## \*\*POTILASTIETOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

Compat Ella® voi muodostaa yhteyden tiettyihin PDMS-järjestelmiin, joita käytetään tyypillisesti teho-osastoilla.

Tämä mahdollistaa yksittäisen potilaan ravinnonannon automaattisen jäljittämisen. Fyysinen yhteys muodostetaan sarjakaapelilla. Kutakin järjestelmää varten on saatavilla erillinen ohjelmistoajuri.\*

## TAKUU JA VAATIMUKSET

**Takuu:** 2 vuotta.

**Huolto:** Huoltotarve vain 5 vuoden välein.\*

**Huoltoedustaja:** Huollon saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. Ota yhteys Nestlé Health Sciencen edustajaan tai Nestlén hyväksymään huoltopalvelun tarjoajaan.

## PUMPUN TEKNISET TIEDOT

**Pumpun paino:** 495 g.

**Akku:** Litiumioni. Kesto 24 tuntia virtausnopeudella 125 ml/h käytettäessä vettä. Latausaika 6 tuntia.

**Pumpun mitat:** P: 140 mm x L: 140 mm x K: 62 mm.

**Pakkaus:** Pumppu ja tarvikkeet pakattu laatikkoon.

**Säilytys:** Säilytettävä huoneenlämmössä. Suojattava auringonvalolta ja kosteudelta.

**Laitteen luokitus:** Luokka IIa.

**Mekaaninen suojaus ja nestesuojaus:** IP25.

**CE-merkintä:** Euroopan lääkitäiläidirektiivin 93/42/ETY mukainen. CE-hyväksynnän on antanut TÜV Rheinland.

**Ekologinen jalanjälki:** "Vihreä piste" -symboli kertoo, että Nestlé Health Science kantaa vastuunsa valmistajana ja rahoittaa kierrätystä.

## COMPAT ELLA VERKOSSA

**Verkkosivu:** [www.compatella.com](http://www.compatella.com)

**Koulutuskeskus:** [www.trainingcentre.compatella.com](http://www.trainingcentre.compatella.com)

## TILAUSTIEDOT

Lisätietoa Compat Ella pumpun tilaamisesta saat ottamalla yhteyttä oman alueesi Nestlé Health Science tuoteasiantuntijaan tai soittamalla Nestlé Health Sciencen asiakaspalveluun p. 010 3951 466.

\*Lisätietoja Compat Ella® -käyttöohjeissa tai saatavilla pyydettyäessä. [www.compatella.com/patent](http://www.compatella.com/patent)

© Société des Produits Nestlé S.A.:n rekisteröity tavaramerkki