

COMPAT ELLA® KANNETTAVA ENTERAALINEN SYÖTTÖPUMPPU

Compat Ella® pumppu on innovatiivinen enteraalinen syöttöpumppu, joka on suunniteltu helpottamaan pumpun käyttöä ja samalla käyttäjien ja hoitohenkilökunnan työtä. Compat Ella® pumpussa on mm. ainutlaatuinen värillinen ohjelmisto, monta kielivaihtoehtoa, 30 päivän syöttöhistoria, +/- 5 %:n annostelutarkkuus sekä sisäänrakennettu Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) -tekniikka. Tämän lisäksi pumppu on helppo pitää puhtaana, koska sen voi huuhdella juoksevan veden alla ja huoltovälikin on 5 vuotta*.

YHTEENVETO OMAISUUKSISTA

- Jatkuva ja aikaväliä hyödyntävä ravinnonantohjelma välillä 1–4 000 ml, annosrajan kanssa tai ilman
- Virtausnopeus 1–600 ml/h

Helppokäyttöinen ja havainnollinen

- Väri näyttö, jossa havainnolliset pumpun tilan, akun keston ja hälytysten symbolit
- Selkeä U:n muotoinen näppäimistö, jossa havainnolliset kuvamerkinnot
- Näytössä teksti-ilmoitusrivi, joka kertoo pumpun tilan sekä auttaa ravinnonannon ohjelmoinnissa ja ongelmanratkaisussa

Tarkka ja turvallinen

- Annostelutarkkuus +/- 5 %, 30 päivän annetun määrän historia*, AAFF-tekniikka varmistamaan potilasturvallisuuden
- Ylövirtauksen ja alavirtauksen tukoshälytykset ja ilmaa letkustossa -hälytys
- Erillinen syöttöhistoria nykyiselle ravinnonantojaksolle ja kumulatiiviselle määrälle
- Näppäinlukko auttaa välttämään tahattomat muutokset



Kestävä

- Huoltoväli 5 vuotta*
- Voidaan puhdistaa lämpimän juoksevan veden alla

Kannettava

- Kevyt ja kannettava pumppu toimii myös ylösalaisin
- Akun kesto 24 tuntia annostelunopeudella 125 ml/h

Lisätoiminnot

- PDMS-yhteys (potilastietojen hallintajärjestelmä)**

COMPAT ELLA®-PUMPPUPAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Compat Ella® -pumppu
- Verkkoadapteri
- Tankokiinnitin
- Käyttöohjeet

COMPAT ELLA®-ANNOSTELUSETIT

- Spike set
- Double Spike set
- Universal set

COMPAT ELLA® LISÄVARUSTEET

- Reppu joka sopii sekä aikuisille että lapsille
- Repputuki/minipöytäteline
- PDMS-liitäntäkaapeli**
- Hoitaja kutsu -liitäntäkaapeli

* Lisätietoja Compat Ella® -käyttöohjeissa tai saatavilla pyydettyäessä.

** Katso seuraavalta sivulta: **Potilastietojen hallintajärjestelmä www.compatella.com/patent

© Société des Produits Nestlé S.A.:n rekisteröity tavaramerkki

PUMPUN OMINAISUUDET

Annostelutarkkuus: +/-5 %*

AAFF: Automaattinen vapaan virtauksen estävä mekanismi (annostelusetissä).

Näppäimistö: Ergonominen U:n muotoinen näppäimistö, jossa havainnolliset kuvakkeet.

Näyttö: Värinäyttö, joka ilmaisee pumpun tilan.

Käyttöliittymän kielet: Suomi, englanti, saksa, espanja, ranska, italia, hollanti, tsekki, ruotsi, tanska, norja, puola, portugali, slovakia.

Jatkuva tila: Jatkuva ravinnonanto. Määrärajan kanssa tai ilman.

Virtausnopeus: 1–600 ml/h 1 ml:n välein.

Määräraja: 1–4 000 ml 1 ml:n välein.

Hälytykset: Ilmaa letkustossa, erillinen ylösvirtauksen/alasvirtauksen tukos, luukku auki, ei kasettia, annos loppu, keskeytystila, akku.

Jakson aikana annettu määrä: Nykyisen ravinnonantojakson aikana annettu määrä. Käyttäjän nollattavissa.

Kumulatiivinen määrä: Annosteltu kokonaismäärä siitä lähtien, kun käyttäjä on viimeksi nollannut parametrin.

30 päivän määrähistoria: Annosteltu kokonaismäärä kullakin 24 tunnin jaksolla viimeisten 30 vuorokauden aikana.

Asetukset: Hälytysääni, taustavalon kirkkaus, taustavalon aikakatkaisu, äänetön kun valmis (ok/ei), näppäinlukko (päällä/pois).

Täyttö: Automaattinen yhdellä kosketuksella (17 ml) tai manuaalinen.

LISÄTOIMINNOT

Aikavälitila: Tiettyjen bolusmäärien (ml) annostelu esimääritetyin aikavälein. Bolus 1–2 000 ml. Aikaväli voidaan asettaa 15 minuutin ja 12 tunnin välille. Määrärajan kanssa tai ilman.

Aikavälitilan lukitus: Aikavälitila ei ole käyttäjän käytettävissä.

Asetusten lukitus: Lukitsee kaikki nykyiset ravinnonantoparametrit, jolloin käyttäjä ei voi muuttaa niitä.

Tiedonsiirto: PDMS** tai Hoitaja kutsu.

Päivämäärä: Päivämäärä ja kellonaika käyttäjän määritettävissä.

**POTILASTIETOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

Compat Ella® voi muodostaa yhteyden tiettyihin PDMS-järjestelmiin, joita usein käytetään teho-osastoilla. Tämä mahdollistaa yksittäisen potilaan ravinnonannon automaattisen jäljittämisen. Fyysinen yhteys muodostetaan erityisellä sarjakaapelilla. Kutakin järjestelmää varten on saatavilla erillinen ohjelmistoajuri.*

TAKUU JA VAATIMUKSET

Takuu: 2 vuotta.

Huolto: Huoltotarve vain 5 vuoden välein.*

Huoltoedustaja: Huollon saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. Ota yhteys Nestlé Health Sciencen edustajaan tai Nestlén hyväksymään huoltopalvelun tarjoajaan.

PUMPUN TEKNISET TIEDOT

Pumpun paino: 499 g.

Akku: Litiumioni. Kesto 24 tuntia virtausnopeudella 125 ml/h (käytettäessä vettä). Latausaika 6 tuntia.

Pumpun mitat: P: 140 mm x L: 140 mm x K: 62 mm.

Pakkaus: Pumppu ja tarvikkeet pakattu laatikkoon.

Säilytys: Säilytetään huoneenlämmössä. Suojataan auringonvalolta ja kosteudelta.

Laitteen luokitus: Luokka IIa.

Mekaaninen suojaus ja nestesuojaus: IP25.

CE-merkintä: Euroopan lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen. CE-hyväksynnän on antanut TÜV Rheinland.

Ekologinen jalanjälki: "Grüne Punkt" -symboli kertoo, että Nestlé Health Science kantaa vastuunsa valmistajana ja rahoittaa kierrätystä.

COMPAT ELLA® VERKOSSA

Verkkosivu: www.compatella.com

Koulutuskeskus:

www.trainingcentre.compatella.com

TILAUSTIEDOT

Lisätietoa Compat Ella® pumpun tilaamisesta saat ottamalla yhteyttä oman alueesi Nestlé Health Science tuoteasiantuntijaan tai soittamalla Nestlé Health Sciencen asiakaspalveluun p. 010 3951 466.

TUOTE	VNR-NRO	MÄÄRÄ/ LTK
Compat Ella® ravinnonsiirtopumppu	33 51 63	1