

COMPAT® GASTROTUBE

14/16/18/20/22/24 FR ENFit®


ENFit®-liitännällä ja ballongilla varustettu Compat® syöttöletku vakiintuneeseen gastrostomaan. Voidaan käyttää myös gastriseen dekompressioon.


OMINAISUUDET

Kestävä silikoniballonki jota voi käyttää jopa 90 vuorokautta.

- Valmistettu silikonista, korotettu ja säädettävä silikoninen kiinnitysrenkas, jossa ventilaatioreikiä joiden ansiosta ilma pääsee kiertämään avanneukon ympärillä ja näin osaltaan voi vähentää ihoärsytyksen riskiä.
- Compat® Gastrotubea on saatavana usean kokoisena (14/16/18/20/22/24 FR), ballonki koot (5, 10 ja 15 cc) täyttämään useimpien potilaiden tarpeen.
- Compat® Gastrotube on yhteensopiva kaikkien ENFit®-liittimillä varustettujen ravinnonsiirtosettien ja ruiskujen kanssa.

ENFit®-liittimet ovat muotoiltu siten, että ne ovat IV-yhteensopimattomia potilasturvallisuuden lisäämiseksi. Integroitu lääkeportti helpottaa lääkkeiden antoa.





OSAT

- A** ENFit®-liitin korkilla ja integroitu lääkeportti
- B** Eri koot on helppo erottaa ballongin sivuportin värikoodien ansiosta
- C** 37 mm levyinen korotettu ja säädettävä silikoninen kiinnitysrenkas, jossa ventilaatioreikiä joiden ansiosta ilma pääsee kiertämään avanneaukon ympärillä
- D** Kokomerkinä (FR) letkussa
- E** Pehmeä, läpinäkyvä ja kudosturvallinen silikoniletku jossa asetussyvyys merkitty yhden senttimetrin välein
- F** Kestävä silikoninen ballonki
- G** Avoin ja kapeneva distaalipää (distaalipää on upotettu kun ballonki on täytetty)
- H** Röntgenpositiivinen viiva

Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tavaramerkit ovat Societé des Produits Nestlé SA:n omaisuutta tai niitä käytetään luvalla.

Lisätietoja saat Nestlé Health Sciencen edustajalta tai osoitteesta www.compat.com

TUOTETIEDOT

Steriloitu: Steriloitu eteenioksidilla (ETO).

Pakkaus: Yksittäispakattuna laatikossa (370 x 100 x 40 cm).

Säilytys: Säilytys huoneenlämmössä. Suojattava auringonvalolta ja kosteudelta.

Säilyvyys: 3 vuotta valmistuspäivästä. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

Käyttöaika: Pitkäaikaiskäyttö. Kertakäyttöinen.

Letkun pituus: Nimellinen pituus ± 25,5 cm.

Letkun halkaisija: Nimellinen ulkohalkaisija: alkaen 14 FR (±4,7 mm) päättyen 24 FR (±8,0 mm).

ISO Standardi: Täyttää ISO-standardin 80369-1. Kehitetty täyttämään tulevaisuuden ISO-standardin 803069-3.

Ekologinen jalanjälki: Grüne Punkt -merkki kertoo, että Nestlé Health Science kantaa tuottajavastuunsa ja osallistuu kierrätyksen rahoitukseen.

Materiaalit: Letkut: Silikonია. Liittimet: ABS. Materiaalit eivät sisällä lateksia, DEHP:ta tai BPA:ta. Lisätietoja saatavana pyynnöstä.

TILAUKSET

Tuotteet tilataan Oriolasta.

Sähköposti: laakemyynti@oriola.com

Puhelin: 010 429 555

KOKO	VNR-NRO/ KPL	BALLONKI LIITTIMEN VÄRI	BALLONGIN KOKO	NIMELLINEN ULKOMITTA	PITUUS (MM)
14FR	33 67 81		5 cc	Ø 4,7	±255
16FR	33 67 82		10 cc	Ø 5,3	±255
18FR	33 67 83		15 cc	Ø 6,0	±255
20FR	33 67 85		15 cc	Ø 6,7	±255
22FR	33 67 86		15 cc	Ø 7,3	±255
24FR	33 67 87		15 cc	Ø 8,0	±255